Алгоритмы работы. Этап 1
Утренняя уборка

Утро

1	Поставить телефон на вибрацию.
2	Просмотреть запись на день, если пациентов нет, то встать к др. доктору,
3	Взять стер эндодонию из ЦСО, ящик с инструментами+индивидуальные на
4	Проверить стерильный шкаф на соответствие содержания наклейкам на яч
5	С 8.20 до 8.40 получить со склада необходимый материал в кабинет и в лич

В КАБИНЕТЕ в 8.20

1	Включить рециркулятор, убедиться, горит лампа голубым цветом внутри.
2	Проверить исправность локтевого дозатора и наличие дез раствора в нем.
3	Протереть все поверхности кабинета: Мед.шкаф, диспенсер, 2 стула, рециркул
4	В столе врача в первом ящике наличие неотложной помощи, пособие для враче

УСТАНОВКА

	Протереть стенку у плевательницы
	Протереть кресло, педаль со шлангом, 2 шланга и подножку.
	Поставить педаль под ногу врача (убрать педаль из-под устан
	Включить кресло (кнопка справа снизу).
	Проверить механизм установки нажав вправо, влево, верх и н
	посторонних звуков), установить в среднее положение.
	Слить воду в плевашку без стакана, после стакан вернуть на
	Пылесос и слюноотсос чистый, новый, работоспособный.
Турбинка	Пластмассовый язычок не западает.
Угловой	Жужжит, пластмассовый язычок не западает.
Пустер	Идет вода, воздух.
Скалер	Вода идет, пластмассовый язычок не западает.
	Лампа и 2 ручки чистые. Лампа горит.

ШКАФ

	Снять с зарядки все оборудование и поставить на стол с раковиной, р
	Проверить соответствие оборудования кабинету по Ч/Л на стене.
Х- смарт	Поставить на стол с раковиной, включить, нажать на кнопку наконечн
	(работает рот. Группа).
Гуттакат	Гуттакат положить во второй ящик тумбочки и проверить нажатием к
Пикси	Проверить работу , включить нажав на кнопку, услышать сигнал.
	Проверить работу световой лампы, нажать на кнопку, (горит синий цв
	ящик тумбочки.
	Поставить на стол с раковиной бокс резерва и пересмотреть на налич
	шкаф.

ТУМБОЧКА (смешанная)

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:42
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/318/ru/utrennaa-uborka.html

Алгоритмы работы. Этап 1

Проверить наличие эндодонтии в боксе доктора.
Подвинуть тумбочку к креслу. Проверить чтобы перчатки соответство
На столе по инструкции.
1-й, 2-й, 3-й, 4-й ящики по инструкции, чашки Петри.
Гуттакат положить во второй ящик тумбочки и проверить нажатием к
Проверить наличие бонда и смолы (встряхнуть).
Надеть канюли на жидкотекучие (травекс, . ж/коффердам, тетрик-н-ф
шприц).
Стерильный шкаф по чек листу проверить (на стене).
Если работает кабинет только в первую смену, то делать вечернюю об
Поддерживать чистоту в кабинете.
Снять с зарядки телефон для фото №2
Снять с зарядки вспышку от телефона (2 шт.)
Достать телефон №2 для фото из шкафа, закрепить телефон на стойк
тумбочку

Уникальный ID ответа: #1320
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-07 14:37

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:42
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/318/ru/utrennaa-uborka.html