Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 11
Обработка кабинета после пациента

1. УБОРКА ГРЯЗНОГО ИНСТРУМЕНТАРИЯ

1.1 Надеть перчатки.
1.2 Нанести дезсредство (спрей) на грязные экраны, очки для пациента и пер
экспозиции).
1.3 Смочить ветошь дезсредством из локтевого дозатора и делим на **5 частей**:
1 - на тумбочку;
2 - на лампу и блок с наконечниками;
3 - на блок ассистента и плевательницу;
4 - на кресло пациента;
5 - стулья врача и ассистента.
1.4 Собрать мусор с тумбочки и выбросить в плевательницу.
1.5 Собрать весь инструмент в лоток для грязного инструментария, для транспортир
1.6 Снять все боры и насадки со скалера и наконечников, положить в контейнер для
работе с переносным скалером (лагуна и верхний склад) накрутить насадку вруч
зафиксировать 2 оборота. Откручивать сначала ключом 2 оборота, затем открутить в
1.7 Турбинный наконечник снять полностью и положить в емкость для грязного инст
1.8 Закрыть и обработать Алмадезом весь материал, которым работал врач: флаконы
с материалом, дезсредством и положить в стол.
1.9 Боры ПРАВИЛЬНО расставить по ячейкам БИКСА ДЛЯ БОРОВ в кабинете.
1.10 Выбросить слюноотсос и пылесос, если использовались в плевательницу.
1.11Выбросить пакет из плевательницы в отходы кл. «Б».

2. ОБРАБОТКА ПОВЕРХНОСТИ ДЕЗСРЕДСТВОМ

2.1 Протереть все поверхности ветошью с Алмадезом:
1 ветошь – протереть поверхности тумбочки:

- флаконы на тумбочке;
- наружную поверхность тумбочки (верх, боковые поверхности)
- наружную поверхность ящиков (выдвигая ящики);
- протереть ручки тумбочки
- при необходимости внутреннюю поверхность ящиков.

2 ветошь – протереть поверхности лампы установки:

- переднюю поверхность;
- заднюю поверхность;
- ручки лампы;
- рукав лампы.

– протереть панель для наконечников:

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/51/ru/instrukcia-№-11br-_-obrabotka-kabineta-posle-pacienta.html

- фиксатор, насадку, пустер, шланг, гнездо (все шланги);
- панель с гнездами;
- панель управления;
- зеркало для пациента (вода + салфетка);
- панель сверху и по бокам;
- рукав установки.

3 ветошь – протереть «Блок ассистента»: панель для пылесоса, слюноотсоса

- панель с гнездами (все поверхности);
- насадки, шланги, гнезда (все шланги);
- плевательницу;
- место рядом с пациентом;
- стену возле плевательницы.

4 ветошь – протереть кресло:

- подголовник, металлическое соединение;
- спинку, металлическое соединение;
- подлокотники;
- сиденье.

5 ветошь – протереть стулья врача и ассистента:

- подлокотники;
- сиденье;
- регуляторы высоты под стулом.

2.2 Снять перчатки (положить их в контейнер для грязного инструментария. После ра
перчатками в ЦСО, выбросить их в отходы класса «Б»).
2.3 Доложить необходимый материал в тумбочку.
2.4 Доложить весь нестерильный материал на установку (салфетки бумажные, для п
2.5 Собрать вскрытые упаковки с ватными валиками и марлевыми шарикам
перестерилизацию.
2.6 Отнести контейнер с использованными инструментами и турбинным наконечнико

3. РАЗБОРКА КОНТЕЙНЕРА В ЦСО

3.1 Разобрать контейнер с инструментами, и заложить их в емкость для дезинфе
отдельную емкость для обработки зеркал.
3.2 Боры поставить на мойку в биксе. (См. №4) Если боры в россыпь, сложить их в
(также на мойку).
3.3 Разобрать карпульный шприц. Вытащить карпулу, крампоном снять карпульн
контейнер отходов класса Б.
3.4 Обработать турбинный наконечник Алмадезом и продуть в продувочной машинке
3.5 Запаковать наконечник в стерильную упаковочную бумагу и отнести в кабинет.

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/51/ru/instrukcia-№-11br-_-obrabotka-kabineta-posle-pacienta.html

Алгоритмы работы. Этап 1

Уникальный ID ответа: #1050
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-03-06 11:42

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:01
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/51/ru/instrukcia-№-11br-_-obrabotka-kabineta-posle-pacienta.html