Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 9
Наконечники доктора

Где находится?	В личном боксе врача.
Действия в кабинете	После приема (при использовании наконечника) откр аккуратно положить в бокс для грязного инструмент
Как обрабатывать?	1. Протереть Алмадезом. 2. Продуть воздухом в продувочной машине. 3. Повторно протереть Алмадезом. Запаковать в крафт-ламинат-бумагу (попросить сани Положить в корзину в ЦСО на стерилизацию.
Действия санитарок ЦСО	Заложить инструменты в автоклав в стерилизацию. I проставить печать, подпись. Положить в комнате вы индивидуальных наконечников.
Действия медсестер	Забрать наконечники из ячейки в ЦСО, разложить в А

Уникальный ID ответа: #1093
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 11:09

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:36
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/94/ru/instrukcia-№-9br-_-nakonecniki-doktora.html