Алгоритмы работы. Этап 1

Инструкция № 10
Обработка ортодонтических зеркал

1 После того, как врач отработал ортодонтическим зеркалом, нужно отложить зер
около раковины, обязательно положить под него салфетку.
2 После окончания приема убрать весь грязный инструментарий в бокс для грязны
зеркало орошить Алмадезом. Оставить на 15 минут для дезинфекции.
3 После экспозиции 15 минут промыть под проточной водой.
4 Просушить сухой ветошью или воздухом из пустера.
5 Положить в пластиковую коробку для зеркала.

Уникальный ID ответа: #1094
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 11:09

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 15:45
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/79/95/ru/instrukcia-№-10br-_-obrabotka-ortodonticeskih-zerkal.html