Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 2
По обработке мелкого дорогого инструментария

2.1 Эндонасадки и эндочаки (+ключ)

Где находятся?	В сестринской в ящике для стерильной имплантаци
	Эндочаки и ключи в красном, фиолетовом, бежевом
Как выдавать?	В журнал «бриллиантики» дату, ФИО доктора, ком
	кто берет, записать номер насадки и ключа.
Действия в кабинете	Открутить сначала носик эндочака, чтобы вынут
	открутить сам эндочак, положить в бокс для грязны
	ЦСО.
Как обрабатывать?	Положить эндочак и ключ в сеточку для замачивани
	трансферов, отверток, насадок и ключей.
	«бриллиантики», что вернули насадку и ключ, кто в
	подпись.
Действия санитарок ЦСО	Отмыть эндочак и ключ через 15 минут дезинфекци
	водой, затем деминерализованной, просушить и
	крафт-ламинат-бумагу, заложить в металлический
	После стерилизации пропечатать, положить в б
	ячейку для прочих материалов в комнате выдачи.

2.2 Насадки на пьезоаппарат

Где находятся?	На верхнем складе.
Как выдавать?	Взять на верхнем складе нужную насадку и ключ,
	номер насадки, ключ, кто взял, для какого врача.
	складе).
Действия в кабинете	Положить насадку и ключ в бокс для грязных инстр
Как обрабатывать?	Ключ заложить в общий бокс для дезинфекции хир
	насадки в бокс для личной эндодонтии врача, кото
	Через 15 минут дезинфекции отмыть насадки, пром
	затем деминерализованной. Просушить, запечатать
	Подписать ФИО врача, ФИО асс, сделать фото на
	группу вайбер асс и мс, и положить в металлически
Действия санитарок ЦСО	После стерилизации пропечатать дату «до»-«по
	положить в цсо, 1 ящик, в бокс «прочее для стериль
Действия медсестер	Забрать стерильные инструменты из бокса «
	имплантации», разложить по ч/л мс на верхний скл
	насадки, кто ответственный принял насадки, какие

2.3 Насадки на каламус, бифил (МБП, красный кабинет)

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/80/101/ru/instrukcia-№-2br-_-po-obrabotke-melkogo-dorogogo-instrumentaria.html

Алгоритмы работы. Этап 2

Где находятся?	Насадки на каламус находятся в столике для БИ (БИФИЛ), МБП находятся в боксе, в кабинете «Лагун
Как выдавать?	Не выдаются. Лежат на своих местах, прописан кабинет, МБП-лагуна).
Действия в кабинете	Насадки на каламус - мс или асс, ответственны работает врач, приносит насадку в ЦСО,
Как обрабатывать?	Заложить в бокс для дезинфекции личной эндо дезинфекции, насадку отмыть, промыть под деминерализованной, просушить, запаковать Подписать ФИО врача, ФИО асс (мс), положить в стерилизации. Насадки на каламус МБП после испол заложить в бокс для инструментов лагуны.
Действия санитарок ЦСО	Через 15 минут дезинфекции отмыть насадки, пром затем деминерализованной, просушить, запечатать Положить в металлический бокс для стерилиза насадки пропечатать («до»-«после») , поставить по «лагуна»-в ящик для инструментов «лагуна», наса насадке номер 1,2,3,4,5+буква «К»-красный)- в ящи
Действия медсестер	Забрать стерильные инструменты из ящика с ин разложить по местам нахождения.

2.4 Ключи, отвертки

Где находятся?	В сестринской на столе боксы.
Как выдавать?	МС/АСС- взять отвертку и ключ, на крышке бокса сте маркером отметить дату, ФИО врача, ФИО асс, мс. Г отвертки и ключа.
Действия в кабинете	После использования отвертки, ключи положить в б инструментов, принести в ЦСО.
Как обрабатывать?	Положить отвертку и ключ в сеточку для замачиван индивидуальный бокс врача. Через 15 минут отмыть стерилизацию.
Действия медсестер	Забрать инструменты из бокса «Прочее для стериль сестринской разложить отвертки и ключи в бокс сте боксе вычеркнуть информацию о том, что брал отве

2.5 Насадка на коронкоснимательль

Где находится?	На верхнем складе в ячейке для насадок на коронко
Как выдавать?	Взять коронкоснимательль, насадку на коронк «Бриллиантики» внести дату, ФИО врача, коронкоснимателя, номер насадки.
Действия в кабинете	Открутить насадку от коронкоснимателя. Полож инструментов. Отнести в ЦСО.
Как обрабатывать?	Коронкоснимательль обработать ветошью, смоченно верхний склад в ячейку для коронкоснимателя. На трансферов, отверток, насадок и ключей. Сообщ

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/80/101/ru/instrukcia-№-2br-_-po-obrabotke-melkogo-dorogogo-instrumentaria.html

Алгоритмы работы. Этап 2

	заложили на дезинфекцию.
Действия санитарок ЦСО	Через 15 минут дезинфекции отмыть отвертки проточной водой, затем деминерализованной, просу ламинат-бумагу. Положить инструменты в м стерилизации. После стерилизации пропечатать подпись. Положить насадку в бокс «Прочее для сте
Действия медсестер	Забрать инструменты из бокса «Прочее для с Положить в верхний склад в ячейки для насадок журнале «Бриллиантики» отметить, что вернули на

Уникальный ID ответа: #1100
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 13:22

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/80/101/ru/instrukcia-№-2br-_-po-obrabotke-melkogo-dorogogo-instrumentaria.html