Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 7
Насадки для сканера (MEDIT / 3SHAPE)

Где находится?	В сестринской в шкафу.
Как выдавать?	Взять насадку на сканер. В журнал «Бриллиантики», в ФИО врача, ФИО асс/мс, кто взял.
Действия в кабинете	После использования снять насадку, отнести в сестринск
Как обрабатывать?	Промыть водой в течении 2 мин и протереть салфеткой спирте. Обработать зеркало и все стенки насадки внутр пустера.
Действия медсестер	Просушить, запечатать в стерильную крафт-ламинат-б «до»-«после», и положить в подписанный бокс для наса или 3SHAPE) на полку в шкаф. Отметить в журнале вернул, состояние, подпись мс/асс.
ВАЖНО!!!	**НАСАДКУ НЕ СТЕРИЛИЗОВАТЬ И НЕ ОБРАБАТЫВА АККУРАТНО ОБРАЩАТЬСЯ С НАСАДКОЙ, ВСКРЫ УПАКОВКИ, ТАК ЖЕ АККУРАТНО ЗАПАКОВЫВАТЬ, ЗЕРКАЛО!!!**

Уникальный ID ответа: #1105
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 14:08

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:40
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/80/106/ru/instrukcia-№-7br-_-nasadki-dla-skanera-medit-_-3shape.html