

# Алгоритмы работы. Этап 2

## Инструкция № 8

### Подготовка гемостатической губки

#### Подготовка гемостатической губки для операции

1. Стерильными ножницами нарезать губку на 4 части.
2. Упаковать в стерильную упаковку.
3. Проставить печати «ДО-ПОСЛЕ» и подпись.
4. В имплантационной тумбочке должно быть не менее 3х штук.

#### Подготовка гемостатической губки для хирургического сундука

1. Продезинфицировать банку для гемостатической губки в 2.5% растворе Алма.
2. Приготовить стерильные лоток, ножницы, пинцет.
3. Нарезать в банке не более 1 упаковки (в зависимости от размера губки) гемостатического кусочка 5х5 мм).

Уникальный ID ответа: #1106

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последние обновление: 2024-12-05 14:13