

Ортопедия. Съемный протез

Съемный протез.

3. Определение прикуса

1 Этап: Подготовка перед приемом


Расстелить салфетку голубую на тумбочку, поставить на нее спиртовку или Воскотопку.

После того как усадили пациента в кресло, накрыть его салфеткой, одевает перчатки, какие ложки нужны.

2 Этап: Определение прикуса

Материалы для работы:

1. Набор;
2. Горелка;
3. Шпатель ортопедический;
4. Воск;
5. Зажигалка;
6. Воскотопка.



Врач

Врач нагревает ортопедический шпатель и начинает воскотопку. корректирует восковой протез либо корректирует при помощи воскотопки.

Ассистент

Готовит спиртовую горелку либо воскотопку.

Забирает лабораторный протезом, спиртом и с

Готовит ортопедический шпатель, воск, зажигалку.

Поджигает, подает ортопедический восковую п

Ортопедия. Съемный протез

Врач определяет прикус пациента.

Врач определяет цвет зубов.

После опр
разъединя
обработки.
Необходим
классическ
расцветку

3 Этап: Последовательность действий после работы

После того как врач снял прикус, ассистент предлагает пациенту сполоснуть рот в
предлагает подойти к раковине с зеркалом и умыться, и пересаживает на стул к вра
После того как ассистент полностью убрался в кабинете, отнес инструменты в ЦСО и
Обработать прикусные валики холодной проточной водой и орошить Альмадезом н
холодной проточной водой и сложить в пакет для слепков.
Берет технический лист, уточняет у врача дату следующего приема и в графе «Прим
дату и время и обводим в кружок.
Забирает работу и относит в техническую, кладет в лоток для приема работ ЗТЛ.

Уникальный ID ответа: #1176

Опубликовал: : Алексей Данилов

Последнее обновление: 2024-12-13 13:38