Алгоритмы работы. Этап 2

Инструкция № 8
Подготовка гемостатической губки

Подготовка гемостатической губки для операции

1. Стерильными ножницами нарезать губку на 4 части.
2. Упаковать в стерильную упаковку.
3. Проставить печати «ДО-ПОСЛЕ» и подпись.
4. В имплантационной тумбочке должно быть не менее 3х штук.

Подготовка гемостатической губки для хирургического сундука

1. Продезинфицировать банку для гемостатической губки в 2.5% растворе Алма
2. Приготовить стерильные лоток, ножницы, пинцет.
3. Нарезать в банку не более 1 упаковки (в зависимости от размера губки) гемос
   кусочка 5х5 мм).

Уникальный ID ответа: #1106
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2024-12-05 14:13

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 16:44
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/80/107/ru/instrukcia-№-8br-_-podgotovka-gemostaticeskoj-gubki.html