Ортодонтия. Консультация

Ортодонтия для ассистентов. Консультация

Консультация

1 Этап: Прием (осмотр и консультация)

Материалы для работы:

1. Терапевтический набор (смотровой).
2. Зеркало.
3. На рабочем столе врача показательные модели и образцы аппаратуры.

Врач	**Ассист**
Ведет осмотр и консультацию	Не шуршит и не ходит

2 Этап: Диагностика

Материалы для работы:

- Раскладывается на тумбочку врача

1. Ретракторы: передний, два боковых, окклюзионный;
2. Окклюзионное зеркало;
3. Ложки уточняем у врача;
4. Фотаппарат;

- Раскладывается на столе у раковины

1. Альгинатная масса Гидрогум или Упин (уточняем у врача);
2. Резиновые чаши по 1 на каждую ложку (1 или 2);
3. Шпатель по 1 на каждую ложку (1 или 2).

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:27

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/99/182/ru/ortodontia-dla-assistentov-konsul’tacia.html

Ортодонтия. Консультация

Врач	Ассистент	
	Проводит фотопротокол (2 окклюзионные, 2 боковые в прикусе, 1 в прикусе центральное, 2 фото в 3\4 в прикусе). Если врач просит дополнительно сфотографировать какие-то элементы или под определенным ракурсом – делаем дополнительно	Пациент окклюзион
	После фотопротокола убирает со стола все ретракторы и зеркало	К зерка бережно, царапают даже груб Зеркало д или на сал
Примеряет ложки	Насыпает необходимое количество альгината в резиновую чашу	1 размер размер – ложки

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:27

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/99/182/ru/ortodontia-dla-assistentov-konsul’tacia.html

Ортодонтия. Консультация

	1. Обклеивает края ортопедической ложки лейкопластырем. 2. Включает холодную (!) воду тонкой струей. Потихоньку вливает в массу. Если есть мерный стакан, то 1 стакан холодной воды на 1 ложку альгината. 3. Замешивает альгинатную массу до однородной структуры, без комочков, выкладывает на ортопедическую ложку (сначала на вч, после команды доктора приступает к замешиванию альгинатной массы для нч). Вся работа делается быстро – альгинат быстро застывает. 4. Подает доктору ложку со слепочной массой.	
Снимает слепок	После того, как доктор достал слепок, необходимо налить холодную воду в резиновую чашу из-под альгината и погрузить туда слепок. Предварительно обработать раствором Алмадеза.	Без воды м
Направление на снимок при необходимости	Провожает пациента на ОПТГ или КТ	
Заполняет наряд на модели	1. После снятия слепков с обеих челюстей необходимо отнести их с нарядом в техническую лабораторию. 2. Набрать в колбу 100мл прохладной воды, насыпать гипс (указан в наряде) до полного насыщения. 3. Замешать гипс до консистенции сметаны 4. Просушить слепок, включить вибростолик на максимальный режим и аккуратно вносить гипс начиная с неба на вч распределяя по всей поверхности зубов 5. Тоже самое повторить со	На наряде которому готовые м лаборатор изготавли самостоят техническ Если не ретенцион пластины Гипсовые должны бы затекшего Если имею залить их композит модели вч отверстие

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:27

URL: https://edu.smileterritory.ru/content/99/182/ru/ortodontia-dla-assistentov-konsul'tacia.html

Ортодонтия. Консультация

	слепком нч 6. Взять силиконовую форму под цоколь гипса, внести в нее гипс и подготовленную (п.5) ортопедическую ложку. 7. Оставить до полного застывания 8. Открыть гипсовую модель аккуратно!!!Не поломать зубы!!!! 9. Обрезать гипсовые модели, подписать их: ФИО пациента (информацию посмотреть в наряде), число и номер наряда. 10. Поставить готовые гипсовые модели в шкаф врача.	Установить вакуумфор сняв с не Положить основание Включить того как необходим плавления включить пластину Достать м 9. Снять к 10. Обреза чтобы не краев. проточной выполнить Принести к

3 Этап: Обсуждение плана лечения

Материалы для работы:

Контрольно-диагностические модели пациента

Врач	Ассистент	
Планирование лечения		
Обсуждение и согласование плана лечения	1. Загрузить КТ, если есть. 2. Подготовить КДМ пациента	Не шурши кабинета. покушать.

Уникальный ID ответа: #1181
Опубликовал: : Алексей Данилов
Последние обновление: 2025-01-16 13:57

(c) 2026 Администратор <noreply@3072.ru smileterritory> | 2026-10-31 17:27
URL: https://edu.smileterritory.ru/content/99/182/ru/ortodontia-dla-assistentov-konsul’tacia.html